

ZR-Produkttest

durchgeführt von Mai –Juli 2019,
erschienen in ZR 09/2019

PRODUKTTEST

TS1 – das System für die Zungenreinigung

| Der TS1 Zungensauger wird auf den Speichelsauger der Behandlungseinheit aufgesteckt und entfernt in weniger als einer Minute effektiv und schonend bakterielle Zungenbeläge. Im Praxistest in 21 Praxen überzeugte das System: Die ZFA bzw. Dentalhygienikerinnen gaben dem TS1 sehr gute Noten. |

Produktbeschreibung

Der TS1 Zungensauger ist die ideale Ergänzung bei jeder professionellen Zahnreinigung. Auch bei der Full-Mouth-Desinfektion sowie der Halitosis-Therapie kann der TS1 eingesetzt werden. Der Sauger wird auf den Speichelsauger aufgesteckt und entfernt effektiv bakterielle Zungenbeläge: Mit der genoppten Seite kann die Zunge mit einem Zungen-Gel (z. B. TS1 Zungen Gel im 75 ml Fläschchen) oder einer Zahnpaste aufgeschäumt werden, durch Abziehen mit der Lamellenseite wird die Zunge dann gereinigt.

Das Produkt in der Anwendung

Getestet wurde in 19 Praxen (vornehmlich durch ZFA bzw. Dentalhygienikerin) in jeweils 20 Anwendungen. Zungenreinigung ist in vielen Praxen fester Teil der PZR, alle Testteilnehmer finden Zungenreinigung sinnvoll. Im Durchschnitt wird in den Testpraxen 4- bis 9- mal pro Tag eine Zungenreinigung durchgeführt. Im Vergleich zu anderen herkömmlichen Methoden schätzen die Tester das Reinigungsergebnis als „besser“ bis „viel besser“ ein – bei gleichem Zeitaufwand wie bisher. Die Bedienungsanleitung ist „sehr einfach zu verstehen“, die Handhabung des Saugers ist „einfach“ und für die ZFA geeignet – für die Anwendung sei keine besondere zusätzliche Qualifikation nötig. Der Ansaugdruck wird von allen Testern als „genau richtig“ eingeschätzt.





Die Resonanz der Patienten auf die Zungenreinigung war mehrheitlich „sehr positiv“. Würgereiz trat nur in zwei Fällen auf, ebenso nur zwei Patienten fanden das Gel zu scharf. Die Qualität der PZR wird durch die Zungenreinigung „hochwertiger“, urteilten die Tester. Zusätzlich erhöht der Einsatz des TS1 in der Praxis die Motivation, auch zu Hause die Zunge zu reinigen.

Bewertung durch die Tester

In den Praxen ist der Zungensauger noch recht unbekannt – nur 6 von 19 Praxen kannten das System (u. a. durch Fortbildungen). Gerade bei den Neuanwendern bekam das System sehr gute Noten – über drei Viertel der Tester würden den TS1 auch weiter in der Praxis einsetzen. In der Gesamtbetrachtung gaben die Tester dem TS1 Zungensauger + TS1 Zungen Gel die Durchschnittsnote 1,38 = „sehr gut“.

Gesamtwertung

TS1 Zungensauger + TS1 Zungen Gel = ***** = „sehr gut“

QUELLE

- Produkttest des ZR ZahnmedizinReport, Mai bis Juli 2019.

PRAXISTIPP | In der Praxis darf der TS1® Zungensauger nur als Einwegprodukt angewendet werden. Zusammen mit dem TS1®-Handgriff ist er jedoch die ideale Ergänzung, um die Zungenreinigung mit dem Sauger auch zu Hause fortzuführen – und gleichzeitig eine Möglichkeit, den TS1 nachhaltig zu verwenden.

IMPRESSUM

Verlag

IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft GmbH,
Aspastraße 24, 59394 Nordkirchen –
ein Unternehmen der Vogel Communications Group
Telefon 02596 922-0, Fax 02596 922-99
E-Mail: info@iww.de,
Internet: www.iww.de

Redaktion

RAin, FAin StR Franziska David (Chefredakteurin);
Stefan Lemberg M.A. (Redakteur, verantwortlich);
Dr. med. dent. Andreas Hackenberg, Jever; Kathrin Schuldt
M.A., Hamburg

Herausgeber und Lieferung

Die Drucklegung dieses Informationsdienstes wurde
unterstützt durch die TSpro GmbH, Ottostraße 18,
76227 Karlsruhe, Tel.: 0621 84 25 97-0, www.ts-1.com

Bildquelle

Seite 1: TSpro GmbH
Seite 2: TSpro GmbH

Hinweis

Alle Rechte am Inhalt liegen beim Verlag. Nachdruck und jede Form der Wiedergabe auch in anderen Medien sind selbst auszugsweise nur nach schriftlicher Zustimmung des Verlags erlaubt. Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der behandelten Themen machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.